



AseptoStar



Effektivt klorbehandlet, alkalisk rensemiddel og desinficeringsmiddel til malkeudstyr og mælketanke.

- ▲ Effektiv desinficering
- ▲ Stærk ydeevne ved rengøring
- ▲ Opløsning med den bedste merværdi

ANVENDELSE

Ved booster rengøring i tilfælde af belægninger: Forskyl med lunkent (35-38°C) vand. Anvend 8-10% **AseptoStar** med en temperatur på 60-80°C i minimum 5 minutter under cirkulation. Afslut rengøringen før temperaturen når under 42°C. Skyl med rent vand. Ved regelmæssig brug: Forskyl med lunkent (35-38°C) vand. Anvend 0,3-0,5% **AseptoStar** med en temperatur på 60-80°C i minimum 5 minutter under cirkulation. Afslut rengøringen før temperaturen når under 42°C. Skyl med rent vand. Anvendes daglig skiftevis med **HorolithStar**.

FUNKTIONER OG FORDELE

AseptoStar er et eksklusivt alkalisk, klorholdig produkt med fremragende rengørings- og desinficeringssegenskaber. Det er egnet til alle typer malkeudstyr, herunder køletanke. **AseptoStar** er i overensstemmelse med biocidforordningen (nr. 528/2012).

Star-produkterne er et program på topniveau til at sikre de bedste hygiejneresultater.



SPECIFIKATIONER

AseptoStar	
Fysisk form	Lys, gul væske
Aktivt stof	Natriumhypoklorit
pH ved 20 °C:	13,5 - 14,0
Densitet ved 20 °C (g/cm³):	1,18 - 1,22
Opbevaringstemperatur:	-15 °C til +30 °C

LOGISTIK

Emballage	12 kg	24 kg	72 kg	245 kg
Produktkode	2321330	2321350	2334650	2321370
EAN kode	4028162321333	4028162321357	4028162334654	4028162321371

Et sikkerhedsdatablad er tilgængeligt efter anmodning til professionelle brugere.
Et produkt-datablad er tilgængeligt på forespørgsel.

Ecolab Denmark
Høffdingsvej 36
2500 Valby

www.ecolab.com